


Model AC027

Baby Movement Monitor



⚠ WARNING

Keep user's guide for future reference. Please read the warnings and safety instructions carefully before assembling & using the product. Failure to follow the warnings and the instructions could result in serious injury or death or damage to the product.

IMPORTANT - INTENDED USE

This product is NOT intended and should NOT be used to prevent Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). This product is NOT intended to diagnose, treat, mitigate, cure or prevent any disease or condition. This is a product to monitor the movement of healthy babies and is not a substitute for parental care.

This baby monitor is compliant with all relevant standards regarding electromagnetic fields and is, when handled as described in the User's Guide, safe to use.

WARNINGS

1.

WARNING

- **KEEP** the Nursery unit **out** of the reach of children more than 3 feet or 1 meter away.
- **This product is NOT a Toy. NEVER allow children to play with it.**

2.

WARNING - MOVEMENT SENSOR PAD - NO ALARM

- Sources of vibration & movement, other than your baby's, can be detected by the Sensor Pad and interfere with the performance of your Angelcare monitor.
- The alarm will not sound if it detects movement other than your baby's.
- High sensitivity settings can pick up other sources of vibration & movement - please read instructions on sensitivity setting to adjust accordingly.
- Other active and older babies (toddlers) in the same room can be detected and the alarm will not sound.
- Ensure the baby's environment is **FREE** from any movements or vibrations when using the Sensor Pad - see below warnings 3 to 11.

3. DO NOT use a crib mobile and other crib accessories that may produce movements or vibrations.

4. Fans (including ceiling), washing machines, floor boards, central heating or loud music are all forms of movement and vibration and may interfere and be detected by the Sensor Pad.

5. If an additional Nursery Unit is added then it must be positioned at least 6.5 feet (2 metres) minimum from Nursery Unit 1 and Sensor Pad as this could interfere with performance.

6. DO NOT use with bedside crib touching parent's/ carer's bed as the Sensor Pad will detect your movements.

7. DO NOT place the crib against a wall or skirting board as vibrations may be detected.

8. Following removal of baby from the crib, some mattresses may still detect mattress movement due to it forming back into shape and alarm may not sound.

9. Ensure crib is stable to eliminate any movement.

10. Crib should not be placed in reaching distance of another crib or bed.

11. DO NOT use other wireless devices in the same room as the monitor (including mobile phones, microwaves...). They may interfere with signal and performance.

12. The Sensor Pad is made of plastic and does not permit air to circulate. Therefore, mildew build up could develop underneath the mattress in the Sensor Pad area.

We suggest rotating & airing /drying the mattress regularly to prevent any mildew. **AVOID CONTACT WITH MOISTURE.** Clean - wipe with a dry lint free cloth.

13. The Sensor Pad is not suitable for use above age 24 months.

14. This product cannot replace responsible adult supervision.

- This product is designed to aid in the monitoring of your child. When using the monitor, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child.

- Use this appliance **ONLY** for its intended use as described in this manual.

15. The Sensor Pad is not intended to be used to determine if a child is out of the crib.

16. ALWAYS be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

17. Adult assembly required. Keep small parts away from children when assembling.

18. Follow instructions and test this monitor and its functions so you are familiar with it prior to actual use. ALWAYS be sure that both the

transmitter and receiver are working properly and are within range of each other – check periodically and when changing location of the Nursery Unit.

19. DO NOT use the baby monitor near water
Care should be taken so that objects DO NOT fall onto units and that liquids are not spilled into either unit or Sensor Pad through its openings.



20. Keep monitor AWAY from heat sources (such as stoves, radiators, etc.). Heat can damage the case or electrical parts.

21. ALWAYS place both the Nursery Unit and the Parent Unit on a flat solid surface in an upright position that allows for proper VENTILATION. DO NOT place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation or anywhere that would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.

22. The baby monitor can only be used between 10°C and 40°C (50°F and 104°F).

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS - BATTERY SPECIFIC

⚠️ WARNING ⓘ

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

23. The Wireless Sensor Pad uses a replaceable Button Cell Lithium Battery. Only use the Angelcare recommended replacement battery (see Technical Specification).

- Danger of explosion if the wrong battery is used or if replaced incorrectly. Refer to User's Guide for correct battery installation.
- DO NOT short circuit supply terminals.

24. DO NOT mix old and new batteries and only use Angelcare recommended replacement batteries (see Technical Specification).

25. The Button Cell Battery represents a small part and a choking hazard – KEEP away from children!

26. Exercise care in handling batteries in order not to short out the batteries with conducting materials such as rings, bracelets and keys.

27. Overcharging, short circuiting, reverse charging, mutilation, or incineration of batteries must be avoided to prevent one or more of the following occurrences: release of toxic materials, release of hydrogen and/or oxygen, gas and rise in surface temperature.

28. DO NOT attempt to recharge batteries provided with or identified for use with this product that are not intended to be charged. The batteries may leak corrosive electrolyte or explode.

29. Incorrect polarity installation of the batteries in the end product must be avoided. Reverse insertion of batteries can cause charging, and that may result in leakage or explosion.

30. Remove batteries from units if you store the product over 30 days because the batteries could leak and damage the product.

31. Discard 'dead' batteries as soon as possible since 'dead' batteries are more likely to leak in a product. If a battery has leaked or vented, discard product responsibly.

32. DO NOT store this product, or the batteries provided with or identified for use with this product, in high-temperature & high humidity environments and avoid direct sunlight.

33. CAUTION

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery cannot be subjected to high or low extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation.
- Replacement of a battery with an incorrect type can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- The applied nameplate is located at the product rear enclosure.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

34. Sensor Pad –

- If your crib does not have a solid, stationary, completely flat, firm surface including a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the Sensor Pad, to ensure correct operation (see specification on STEP 2).
- The Sensor Pad functions with standard crib sprung and foam mattresses and not memory foam (partial or full), hollow frame construction mattresses and water beds. Please consult Angelcare if unsure of mattress compatibility.

35. Only use attachments/accessories and replacement parts specified by the manufacturer. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions.

- DO NOT position this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product.
- Use ONLY the stand sold with the product.

- Be sure replacement parts are supplied by Angelcare and have the same characteristics as original part. Unauthorised substitution may result in fire, electric shock or fire.

36. Nursery Unit Antenna - The antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 8" (20 cm) from all

persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

37. Cleaning - Disconnect all units before cleaning. DO NOT immerse any part of the monitor in water. Clean only with a dry cloth.


SET UP REQUIREMENTS

WHAT'S IN THE BOX

- 1 Nursery Unit
- 2 2 x 1.5V AAA batteries (for Nursery Unit)
- 3 Stand (for Nursery Unit)
- 4 Sensor Pad
- 5 CR2450 3V Battery (for Sensor Pad)


WHAT YOU NEED

- Hardboard, if the crib does not have a firm surface (see 'IMPORTANT' note - Step 1)
- Posidrive screwdriver



1- SETTING UP THE SENSOR PAD

The Sensor Pad is designed to detect subtle baby movements on the surface of the mattress. The alarm will only sound if **NO** movement is detected for 20 seconds.




1. Use a coin to remove/replace the battery cover and insert the battery face with + face up.
2. Replace the battery cover, align 2 dots and click to secure.
3. Remove the mattress from the cot, place Sensor Pad - **Angelcare® logo side up** - on base in approximate centre of mattress, along the length. It should be centred on the hardboard if your cot requires a hardboard support (see 'IMPORTANT' note below).
4. Replace the mattress.



**Correct positioning
for slatted base**

! IMPORTANT

- If your crib does not have a solid, stationary, completely flat, firm surface including a spring or slat base, place a hardboard between the crib base and the Sensor Pad, to ensure correct operation. The hardboard support must measure at least 30 x 30 cm (12" x 12") and 6 mm (1/4") thick. This hardboard support must be larger than the Sensor Pad surface area.
- The Sensor Pad functions with standard crib sprung and foam mattresses and not memory foam (partial or full), hollow frame construction mattresses and water beds. Please consult Angelcare if unsure of mattress compatibility. The hardboard maintains a constant pressure on the Sensor Pad, enabling it to detect the baby's movements even when the baby is at the edges of the crib.



2- SETTING UP THE NURSERY UNIT




Place the
Nursery Unit at least **3
feet (1 meter)**
from the crib



3- TURNING ON YOUR MONITOR

The Movement Sensor Pad alarm will sound after a few seconds if the child is not in the crib.




Note:

- The Nursery Unit will flash blue to confirm pairing with the Sensor Pad.
- If the green light does not appear but the red light is flashing; or if there are false alarms, adjust the sensitivity level (STEP 3, TEST THE SENSOR PAD).


PAUSING AND RESTARTING THE SENSOR PAD

- Allows you to pause the Sensor Pad if you remove baby from the crib, e.g. for feeding or comforting. Ensure to un-pause the Sensor Pad before putting baby in the crib.




TEST THE SENSOR PAD

1. Sources of vibration & movement other than your baby's can be detected by the Sensor Pad and interfere with the performance of your Angelcare monitor. The alarm will not sound if it detects movement other than your baby's.
2. There are 3 sensitivity settings – low, medium and high. The unit is set at medium (default) and can be adjusted accordingly.
3. The Sensor Pad will detect false movements if you are touching the crib.
4. The monitor will produce a Rouse alarm single beep tone designed to stir baby if no movement has been detected for 15 seconds. If no further movement is detected, the main alarm will sound at 20 seconds – a series of continuous beeps.



SENSOR PAD FOUR CORNER TEST

1. Place the Sensor Pad at the approximate centre of baby's sleeping area and put the mattress back in place.
2. Switch ON the Nursery Unit – check that Nursery Unit and Sensor Pad units are paired (connected).
3. Immediately pat your hand lightly and continuously on a corner of the mattress **twice** for Sensor to detect movement.
4. Step away from the crib.
5. The alarm will sound from the Nursery and Parent Unit after 20 seconds. If the Alarm **does not sound**, ensure everything is setup correctly and try again; check battery levels on all units, follow the manual for 'NO ALARMS' – the sensitivity setting may require lowering by a single level due to other vibrations/movements.
6. If the alarm sounds, pat your hand lightly on a corner of mattress **twice** for Sensor to detect movement. It may take up to 8 seconds to recognise movement and for alarm to stop.
7. If the alarm continues, even after lightly patting the corner of your mattress twice, adjust the sensitivity higher and repeat this test.




⚠ IMPORTANT

- Test your monitor before first use.
- Prior to use and on a regular basis (before placing your child in the crib) always check the Sensor Pad is detecting no movements or vibrations in its environment.
- Test your monitor every time you move the Sensor Pad to a different place.

4- GETTING TO KNOW YOUR MONITOR

NURSERY UNIT


- 1 Power indicator / Low battery light indicator
- 2 Movement Sensor Pad indicator
- 3 Pause movement Sensor Pad
Allows you to pause the Sensor Pad if you remove baby from the crib, e.g. for feeding or comforting. Ensure to un-pause the Sensor Pad before putting baby in the crib / Pairing button (press & hold)
- 4 Power ON/OFF (press & hold)
- 5 Movement Sensor Pad sensitivity switch
To ensure adequate monitoring of your child's movements, you can adjust the sensitivity of the Sensor Pad (STEP 3, TEST THE SENSOR PAD)
- 6 Battery door (2 x AAA)



5- NURSERY UNIT ALERTS

NURSERY UNIT

- 1 **Power ON/OFF & Low Battery Light Indicator**
Flashing yellow: Nursery Unit battery is low.
· The Nursery Unit emits a single beep every 20 seconds.
- 2 **Movement Sensor Pad**
Flashing red: No movement is detected.
· The Nursery Unit speakers will emit loud consecutive beeps - this is the Movement Alarm.
Flashing white: Monitor is paused.
Flashing light blue: Loss of connectivity between the Nursery Unit and the Sensor Pad.
· The Nursery Unit emits a single beep every 20 seconds.
Flashing yellow: Sensor Pad battery is low.
· The Nursery Unit emits a single beep every 20 seconds.



Note:

Press Pause on the Nursery Unit to stop the alarm.

6- TROUBLESHOOTING

.....

MOVEMENT SENSOR PAD - NO ALARM

- Sources of vibration & movement, other than your baby's, can be detected by the Sensor Pad and the alarm will not sound.
- Refer to Warnings 3 to 11 and see STEP 3, TEST THE SENSOR PAD.

MOVEMENT SENSOR PAD - FALSE ALARMS SENSOR PAD LIGHT INDICATOR FLASHING RED

- Sensor Pad False alarms may happen for several reasons, always be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds:
 - Nursery Unit has not been turned OFF after you have removed your baby from the crib.
 - Make sure there is no bedding between the mattress and the Sensor Pad.
 - Sensor Pad has not been placed under the mattress properly. Be sure the Sensor Pad is on a flat, firm surface with the printed side facing up.
 - The sensitivity level may also need to be adjusted.

LOSS OF CONNECTIVITY (NURSERY UNIT BLUE LIGHT FLASHES AND EMITS A BEEP EVERY 20 SECONDS)

- Bring the units closer together.
- Press and hold for 2 seconds the Nursery Unit ON/OFF button, the Nursery Unit will emit a beep and will flash blue to confirm connectivity.

NO POWER

- Check or replace batteries.
- Make sure monitor is ON.

CUSTOMER CARE - LIMITED WARRANTY

Angelcare® warrants to the original owner of this product that Angelcare® monitor is free from any material and workmanship defects for the term of the warranty period (see warranty table below to determine the warranty for your country). If this monitoring system fails to function properly when used as directed under normal conditions and during the warranty period, Angelcare® will either repair or replace the product, at our discretion, free of charge. Please contact your local distributor to validate warranty and warranty period.

The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale or other proof that the monitoring system is within the warranty period. Angelcare® will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

This warranty does not apply to a product which has been damaged as a result of improper maintenance, an accident, improper voltage supply or any other form of misuse. The warranty is also void if the owner repairs or modifies the product in any way. Angelcare® is not liable for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranty is given.

This warranty does not cover products and accessories which are not Angelcare-branded, or any problems that result from usage that is not in accordance with product instructions, failure to follow the product instructions, or problems caused by using accessories, parts or components not supplied by Angelcare.

LEGAL RIGHTS VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT IN ANY WAY RESPONSIBLE FOR ANY OUTCOME RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Warranty term per country	
North America	1 year

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range:

Open field (Open area without obstructions):
up to 65 feet (20 meters).

Power Supply:

2 x 1.5V AAA alkaline batteries for Nursery Unit
1 Included CR2450 3V battery (Changzhou Jin Tan Chao
Chuang Battery Co., Ltd. model number: CR2450H)
(Wireless Sensor Pad)

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not
expose this product to rain or moisture.

Danger of explosion if batteries are incorrectly
replaced. The battery for the Sensor Pad is a user
replaceable Lithium (not Li-Ion) battery and is NOT
rechargeable. Only use the Angelcare® recommended
replacement battery. To obtain information on
replacement batteries please contact Angelcare®
customer service: www.angelcarebaby.com or
contact your local distributor. Instructions will be
included with the replacement battery. Dispose of
exhausted batteries properly according to your local
ordinances. Keep all batteries away from children.

Batteries:

- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline standard (carbon-zinc), or
rechargeable (NI-CD, NiMH, etc.) batteries.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Transmission:

Data transmission between the Nursery Unit and the
Sensor Pad is made on 2.402 to 2.480 GHz frequency.
Maximum RF Power Transmitted: 4dBm (2.5mW)
RF Channel no. between Nursery Unit and Sensor Pad: 79

See product for compliance marks specific to this device.

Federal Communications Commission (FCC) –

This device has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.

Industry Canada (IC) – This device contains
license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply
with Innovation, Science and Economic Development
Canada's license-exempt RSS standard (s). Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device
may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

RF Exposure - This device is designed and
manufactured to comply with Radio Frequency (RF)
radiation exposure limits for EU, FCC and IC for an
uncontrolled environment. To maintain the compliance,
human exposure to the nursery unit shall not be
less than 20 cm (8 inches) during normal operation.
This product meets the applicable Industry Canada
technical specifications CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Go to: www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity
for full compliance statements.

PROTECT THE ENVIRONMENT

According to local laws and regulations your product
and/or its battery shall be disposed of separately
from household waste. When the product/battery
reaches its end of life take it to a collection point
designated by local authorities. The separate
disposal and recycling will help conserve natural
resources and protect human health and the
environment. Refer to User's Guide for removal of
batteries.



Contact information

IMPORTANT! This Angelcare® monitor is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.

We, at Angelcare®, stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact your distributor before returning this product:

United States and Canada: Please contact us at: info@angelcarebaby.com

Other countries: Find your local distributor by visiting our website:
angelcarebaby.com/distributeurs

To register your product, visit our online registration at: www.angelcarebaby.com.

We will use the information provided to contact you if there is a Safety alert or Recall for this product.

TO LEARN MORE

To learn more, watch the **set-up videos** and other functionalities on our website.

<https://angelcare.zendesk.com/hc/>


www.angelcarebaby.com

Angelcare Canada Inc.

2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal, Quebec, Canada, H3A 3H3

Modèle AC027

Moniteur de mouvements pour bébé



MISE EN GARDE

Veillez conserver ce guide pour consultation ultérieure. Veuillez lire attentivement les mises en garde et les instructions de sécurité avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Le non-respect des mises en garde et des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort, ou bien endommager le produit.

IMPORTANT – UTILISATION PRÉVUE

Ce produit N'est PAS conçu pour prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) et NE doit PAS être utilisé à cette fin. Ce produit N'est PAS conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Ce produit sert à surveiller les mouvements des bébés en santé et ne remplace pas les soins parentaux.

Ce moniteur pour bébés respecte toutes les normes pertinentes sur les champs électromagnétiques et est sans danger lorsqu'il est manipulé conformément aux indications du guide d'utilisation.

MISES EN GARDE

1.

AVERTISSEMENT

- **GARDEZ** l'unité du nourrisson **hors** de la portée des enfants, à plus de 1 mètre (3 pieds).
- **Ce produit N'est PAS un jouet. Ne permettez JAMAIS aux enfants de jouer avec ce produit.**

2.

MISE EN GARDE – DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS – AUCUNE ALARME

- Des sources de vibration et des mouvements ne provenant pas de votre bébé peuvent être captés par le détecteur de mouvements et gêner le fonctionnement de votre moniteur Angelcare.
- L'alarme ne sonnera pas si des mouvements autres que ceux de votre bébé sont détectés.
- Si le niveau de sensibilité est élevé, le détecteur peut capter d'autres sources de vibration et mouvements. Veuillez lire les instructions sur le réglage de la sensibilité pour choisir le niveau approprié.
- Si la présence d'autres bambins actifs est détectée dans la même pièce, l'alarme ne sonnera pas.
- Lorsque vous utilisez le détecteur de mouvements, assurez-vous qu'il n'y a **AUCUN** mouvement NI vibration dans l'environnement du bébé. Consultez les mises en garde 3 à 11 ci-dessous.

3. N'utilisez PAS un mobile ou d'autres accessoires qui pourraient produire des mouvements ou des vibrations.

4. Les ventilateurs (y compris les ventilateurs de plafond), les machines à laver, les systèmes de chauffage central et la musique forte génèrent tous des mouvements et des vibrations qui peuvent être détectés par le détecteur de mouvements et perturber son fonctionnement.

5. Si une unité du nourrisson supplémentaire est ajoutée, elle doit être installée à au moins 2 mètres de l'unité du nourrisson 1 et du détecteur de mouvements, car elle peut nuire à leur fonctionnement.

6. NE placez PAS le lit du bébé de façon à ce qu'il touche celui du parent ou du surveillant, car le détecteur de mouvements détectera leurs mouvements.

7. NE placez PAS le lit contre un mur ou une plinthe, car les vibrations pourraient être détectées.

8. Après le retrait du bébé du lit, il est possible que des mouvements continuent d'être détectés et que l'alarme ne sonne pas en raison du fait que le matelas reprend progressivement sa forme initiale.

9. Assurez-vous que le lit est stable afin d'éliminer tout mouvement.

10. Le lit ne doit pas être placé à proximité d'un autre lit.

11. N'utilisez PAS d'autres appareils sans fil dans la pièce où le moniteur se trouve (p. ex. téléphones cellulaires, micro-ondes, etc.). Ils peuvent perturber le signal et nuire au fonctionnement de l'appareil.

12. Le détecteur de mouvements est fait de plastique et ne permet pas à l'air de circuler.

De la moisissure peut donc se former sous le matelas, dans la zone du détecteur de mouvements. Afin de prévenir l'apparition de moisissure, nous vous suggérons de retourner le matelas régulièrement. **N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À L'HUMIDITÉ.** Nettoyez ou essuyez l'appareil avec un linge sec et non pelucheux.

13. Le détecteur de mouvements ne doit pas être utilisé pour des enfants de plus de 24 mois.

14. Ce produit ne remplace pas la supervision d'un adulte responsable.

- Ce produit est conçu pour aider à la surveillance de votre enfant. Lors de l'utilisation du moniteur, vous devez aussi fournir la supervision nécessaire à la sécurité continue de votre enfant.

- Utilisez cet appareil **UNIQUEMENT** aux fins décrites dans le présent manuel.

15. Le détecteur de mouvements n'est pas destiné à être utilisé pour savoir si l'enfant est sorti de son lit.

16. Assurez-vous **TOUJOURS** d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne.

17. L'assemblage doit être réalisé par un adulte. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.

18. Suivez les instructions et testez ce moniteur et ses fonctions afin de bien les connaître avant l'utilisation réelle. Veuillez **TOUJOURS** vous assurer que l'émetteur et le récepteur fonctionnent correctement et que vous respectez la portée de chacun. Faites cette

vérification régulièrement et lorsque vous déplacez l'unité du nourrisson.

19. N'utilisez PAS le moniteur pour bébés près de l'eau. Veillez à ce qu'AUCUN objet ne tombe sur les unités et qu'AUCUN liquide ne s'infilte dans les orifices des unités ou du détecteur de mouvements.



20. Gardez le moniteur LOIN des sources de chaleur (cuisinières, radiateurs, etc.). La chaleur peut endommager le boîtier ou les pièces électriques.

21. Placez TOUJOURS l'unité du nourrisson et l'unité des parents sur une surface plane solide, en position verticale pour assurer une bonne CIRCULATION DE L'AIR. NE placez PAS les unités sur un canapé, un coussin, un lit, etc. pouvant obstruer les orifices, ni dans un endroit où les sons pourraient être atténués ou bien où l'air ne circule pas librement.

22. Le moniteur pour bébés ne devrait être utilisé qu'à des températures se situant entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F).

MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ – PILES

⚠️ AVERTISSEMENT ⓘ

N'ingérez pas la pile, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort. Gardez les piles neuves et usagées à l'écart les enfants. Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cessez d'utiliser le produit et éloignez-le des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées dans n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

23. La pile du détecteur de mouvements sans fil est une pile bouton remplaçable au lithium. Utilisez uniquement les piles de rechange recommandées par Angelcare (consultez les spécifications techniques).

- Il existe un risque d'explosion si une mauvaise pile est utilisée ou si elle est remplacée de manière incorrecte. Veuillez consulter le guide d'utilisation pour savoir comment installer les piles correctement.
- NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation.

24. NE mélangez PAS de nouvelles et d'anciennes piles et utilisez uniquement les piles de rechange recommandées par Angelcare (consultez les spécifications techniques).

25. La pile bouton représente une petite pièce et un risque d'étouffement - GARDER hors de la portée des enfants!

26. Faites preuve de vigilance lorsque vous manipulez les piles afin d'éviter de causer un court-circuit avec tout objet conducteur d'électricité (p. ex. bagues, bracelets, clés).

27. Évitez de surcharger les piles, de les mettre en court-circuit, d'en inverser la polarité lorsque vous les rechargez, de les endommager et de les incinérer afin de prévenir les effets suivants : rejet de substances toxiques, émanation d'hydrogène ou

d'oxygène, et hausse de la température en surface.

28. N'essayez PAS de recharger des piles qui ne sont pas conçues pour être rechargées, qu'elles soient fournies avec l'appareil ou identifiées pour être utilisées avec ce produit. Les piles pourraient déverser un électrolyte corrosif ou exploser.

29. Évitez d'installer les piles en inversant les polarités. L'insertion inversée des piles peut provoquer une électrisation qui pourrait entraîner une fuite ou une explosion.

30. Retirez les piles du produit si vous le rangez pendant plus de 30 jours, car elles pourraient couler et endommager le produit.

31. Jetez les piles qui ne sont plus bonnes dès que possible, car ces piles sont plus susceptibles de couler dans un appareil. Si une pile a coulé ou est percée, jetez le produit de manière responsable.

32. NE rangez PAS ce produit ou les piles fournies avec l'appareil ou identifiées pour être utilisées avec ce produit dans une zone où la température ou le degré d'humidité est élevé, et évitez toute exposition directe au soleil.

33. ATTENTION

- Risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement par le même type ou l'équivalent.
- La pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes, basses ou hautes, basse pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
- Le remplacement d'une pile par un type incorrect peut entraîner une explosion ou la fuite de produits inflammables liquide ou gazeux.
- Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une pile, peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à une température extrêmement haute peut résulter d'une explosion ou d'une fuite de liquide inflammable ou du gaz.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou gaz inflammable.
- La plaque signalétique appliquée se trouve sur le boîtier arrière du produit.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

34. Détecteur de mouvements –

- Si le lit n'est pas placé sur une surface solide, fixe, complètement plane et ferme avec un sommier à ressorts ou à lattes, placez une planche entre le sommier et le détecteur de mouvements pour vous assurer que celui-ci fonctionne bien (consultez les spécifications à l'ÉTAPE 2).
- Le détecteur de mouvements fonctionne avec les matelas standard à ressorts et à mousse, mais pas avec les matelas composés en partie ou en totalité de mousse mémoire, les matelas à structure vide et les matelas d'eau. Veuillez communiquer avec Angelcare si vous avez des doutes quant à la compatibilité du matelas.

35. N'utilisez que les pièces de rechange et les accessoires spécifiés par le fabricant. Tout assemblage du produit doit être fait selon les instructions du fabricant.

- NE placez PAS le produit sur une table, un chariot, un trépid ou un support dont l'équilibre est

précaire. Le produit pourrait tomber et causer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et être lourdement endommagé.

- Utilisez UNIQUEMENT le support fourni avec le produit.
- Assurez-vous que les pièces de rechange utilisées sont celles fournies par Angelcare ou que ce sont des pièces possédant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution non autorisée pourrait provoquer un incendie ou présenter un risque d'électrocution.

36. Antenne de l'unité du nourrisson – L'antenne utilisée pour cet émetteur doit se trouver à une distance d'au moins 20 cm (8 po) de toute personne et ne doit être installée ou utilisée avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.

37. Nettoyage – Débranchez toutes les unités avant de les nettoyer. N'immergez AUCUNE partie du moniteur dans l'eau. Utilisez seulement un linge sec pour le nettoyage.


EXIGENCES POUR L'INSTALLATION

CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 Unité du nourrisson
- 2 2 piles AAA alcaline de 1.5 V (pour l'unité du nourrisson)
- 3 Support (pour l'unité du nourrisson)
- 4 Détecteur de mouvements
- 5 Pile CR2450 de 3 V (pour le détecteur de mouvements)

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


- Une planche en bois, si le lit ne possède pas une surface rigide (lisez la remarque « IMPORTANT » à l'étape 1)
- Tournevis à pointe cruciforme renforcée




1- INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS



1. Utilisez une pièce pour retirer / remplacer le couvercle de la batterie et insérez la pile (le symbole + doit être sur le dessus).
2. Remplacez le couvercle de la pile en alignant les deux points. Un clic indiquera que le couvercle est bien en place.



3. Retirez le matelas du lit et placez le détecteur de mouvements à peu près au centre de la planche de base, dans le sens de la longueur, en vous assurant que le **logo Angelcare® est sur le dessus**. Il doit être placé au centre de la planche de bois si un tel support est nécessaire pour le lit (lisez la remarque « IMPORTANT » ci-dessous).




Positionnement adéquat pour une base composée de lattes





IMPORTANT

- Si le lit n'est pas placé sur une surface solide, fixe, complètement plane et ferme avec un sommier à ressorts ou à lattes, placez une planche entre le sommier et le détecteur de mouvements pour assurer son bon fonctionnement. La planche doit mesurer au moins 30 cm x 30 cm (12 po x 12 po) et avoir 6 mm (1/4 po) d'épaisseur. La superficie de cette planche de support doit être supérieure à celle du détecteur de mouvements.
 - Le détecteur de mouvements fonctionne avec les matelas standard à ressorts et à mousse, mais pas avec les matelas composés en partie ou en totalité de mousse mémoire, les matelas à structure vide et les matelas d'eau.
- Veuillez communiquer avec Angelcare si vous avez des doutes quant à la compatibilité du matelas. La planche en bois maintient une pression constante sur le détecteur de mouvements, ce qui lui permet de détecter les mouvements du bébé, même lorsque le bébé se trouve aux rebords du lit.



2- INSTALLATION DE L'UNITÉ DU NOURRISSON




Détecteur de mouvements

Placez l'unité du nourrisson à au moins **1 mètre (3 pieds)** du lit.



3- MISE EN MARCHÉ DU MONITEUR

L'alarme du détecteur de mouvements retentira après quelques secondes si le bébé n'est pas dans le lit.




Remarque :

- L'unité du nourrisson clignotera en bleu pour confirmer le jumelage avec le détecteur de mouvements.
- Si le voyant vert n'apparaît pas et que le voyant rouge clignote, ou s'il y a de fausses alarmes, ajustez le niveau de sensibilité (ÉTAPE 3, TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS).


MISE EN PAUSE ET REMISE EN MARCHÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

- Cette fonction vous permet de mettre en pause le détecteur de mouvements lorsque vous retirez le bébé du lit (p. ex. pour le nourrir ou le réconforter). N'oubliez pas de remettre en marche le détecteur de mouvements avant de replacer le bébé dans son lit.




TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

1. Des sources de vibration et des mouvements ne provenant pas de votre bébé peuvent être captés par le détecteur de mouvements et gêner le fonctionnement de votre moniteur Angelcare. L'alarme ne sonnera pas si des mouvements autres que ceux de votre bébé sont détectés.
2. Il existe trois niveaux de sensibilité : faible, moyen et élevé. La sensibilité de l'unité est au niveau moyen par défaut et peut être ajustée au besoin.
3. Le détecteur de mouvements détectera de faux mouvements si vous touchez le lit.
4. Si aucun mouvement n'a été détecté depuis 15 secondes, le moniteur émettra un bip unique pour que le bébé s'agite. Si aucun mouvement n'a été détecté depuis 20 secondes, l'alarme principale (une série de bips continus) retentira.



TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS AUX QUATRE COINS DU MATELAS

1. Placez le détecteur de mouvements à peu près au centre de la zone où le bébé dort et remettez le matelas en place.
2. Mettez en marche l'unité du nourrisson, puis vérifiez si l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements sont jumelées (connectées).
3. Tapotez immédiatement et légèrement un coin du matelas **à deux reprises** pour que le détecteur capte les mouvements.
4. Éloignez-vous du matelas.
5. L'alarme de l'unité du nourrisson et de l'unité des parents se déclenchera après 20 secondes. Si l'alarme **ne sonne pas**, assurez-vous que l'installation est adéquate et recommencez. Vérifiez le niveau des piles de chaque unité et suivez les instructions du manuel dans la situation où il n'y a AUCUNE ALARME. Il est possible que le niveau de sensibilité doive être réduit d'un cran en raison des vibrations et des mouvements.
6. Si l'alarme sonne, tapotez légèrement un coin du matelas **à deux reprises** pour que le détecteur capte les mouvements. Il peut s'écouler jusqu'à 8 secondes avant que le détecteur capte les mouvements et que l'alarme cesse.
7. Si l'alarme continue, même après avoir tapoté légèrement un coin du lit à deux reprises, élevez le niveau de sensibilité et refaites le test.




! IMPORTANT

- Faites l'essai de votre moniteur avant de l'utiliser pour la première fois.
- Avant d'utiliser le détecteur de mouvements pour la première fois et de façon régulière (avant de placer votre enfant dans le lit), vérifiez toujours s'il détecte une absence de mouvements ou de vibrations dans l'environnement.
- Testez votre moniteur chaque fois que vous déplacez le détecteur de mouvements.

4- FAMILIARISATION AVEC VOTRE MONITEUR

UNITÉ DU NOURRISSON


- 1 Indicateur d'alimentation
/ Indicateur de faible niveau des piles
- 2 Indicateur du détecteur de mouvements
- 3 Mise en pause du détecteur de mouvements
Cette fonction vous permet de mettre en pause le détecteur de mouvements lorsque vous retirez le bébé du lit (p. ex. pour le nourrir ou le réconforter). N'oubliez pas de remettre en marche le détecteur de mouvements avant de remettre le bébé dans son lit.
/ Bouton de jumelage (appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé)
- 4 **Marche/Arrêt** (appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé)
- 5 Commutateur de sensibilité du détecteur de mouvements
Pour assurer une surveillance appropriée des mouvements de votre bébé, vous pouvez ajuster le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements (ÉTAPE 3, TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS).
- 6 Compartiment à piles (2 x AAA)



5- ALERTES DE L'UNITÉ DU NOURRISSON

UNITÉ DU NOURRISSON

- 1 **Marche/Arrêt et indicateur de faible niveau des piles**
Vert clignotant : Le moniteur est activé.
Jaune clignotant : La pile de l'unité du nourrisson est faible.
 - L'unité du nourrisson émettra un bip unique toutes les 20 secondes.
 - 2 **Détecteur de mouvements**
Rouge clignotant : Aucun mouvement détecté.
 - Les haut-parleurs de l'unité du nourrisson émettront de forts bips consécutifs. Il s'agit de l'alarme d'absence de mouvement.**Blanc clignotant** : Le moniteur est en pause.
- Bleu clignotant** : Perte de connexion entre l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements.
 - L'unité du nourrisson émettra un bip unique toutes les 20 secondes.
- Jaune clignotant** : La pile du détecteur de mouvements est faible.
 - L'unité du nourrisson émettra un bip unique toutes les 20 secondes.



Remarque :

Appuyez sur le bouton Pause de l'unité du nourrisson pour interrompre l'alarme.

6- DÉPANNAGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS – AUCUNE ALARME

- Des sources de vibration et des mouvements ne provenant pas de votre bébé peuvent être captés par le détecteur de mouvements et faire en sorte que l'alarme ne sonne pas.
- Consultez les mises en garde 3 à 11 et l'ÉTAPE 3, TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS – FAUSSES ALARMES (L'INDICATEUR DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS CLIGNOTE EN ROUGE)

- De fausses alarmes peuvent survenir pour plusieurs raisons. Assurez-vous TOUJOURS d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne :
 - L'unité du nourrisson n'a pas été éteinte après que vous avez retiré votre bébé du lit.
 - Assurez-vous qu'il n'y a aucune literie entre le matelas et le détecteur de mouvements.
 - Le détecteur de mouvements n'a pas été placé correctement sous le matelas. Assurez-vous que le détecteur de mouvements repose sur une surface rigide et plane avec la surface imprimée orientée vers le haut.
 - Le niveau de sensibilité pourrait également nécessiter un réglage.

PERTE DE CONNECTIVITÉ (LE VOYANT BLEU DE L'UNITÉ DU NOURRISSON CLIGNOTE EN BLEU ET ÉMET UN BIP TOUTES LES 20 SECONDES)

- Rapprochez les unités l'une de l'autre.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'unité du nourrisson et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. L'unité du nourrisson émettra un bip et clignotera en bleu pour confirmer la connectivité.

PAS D'ALIMENTATION

- Vérifiez ou remplacez les piles.
- Assurez-vous que le moniteur est allumé.

SERVICE À LA CLIENTÈLE – GARANTIE LIMITÉE

Angelcare® garantit au propriétaire initial de ce produit que le moniteur Angelcare® est exempt de tout défaut de fabrication pour toute la période de garantie (reportez-vous au tableau de garantie pour déterminer cette période pour votre pays). Si, pendant la période de garantie, le dispositif ne fonctionne pas adéquatement lorsqu'il est utilisé comme il est indiqué et dans des conditions normales, Angelcare® réparera ou remplacera le produit, à sa discrétion, gratuitement. Veuillez communiquer avec votre distributeur pour confirmer la garantie et la période de garantie.

Le produit doit être accompagné d'une preuve d'achat, soit un acte de vente, une facture quittancée ou une autre preuve que le système de surveillance est encore sous la garantie d'un an. Angelcare® assumera les frais de réparation ou de remplacement du produit et vous le réexpédiera sans frais.

La garantie ne s'applique pas à un produit qui a été endommagé pour cause de mauvais entretien, d'un accident, d'une mauvaise alimentation électrique ou de tout autre mauvais usage. La garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit de quelque façon que ce soit. Angelcare® n'est pas responsable des dommages accessoires ou résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit. La garantie exclut toute responsabilité autre que celles énoncées ci-dessus. Aucune autre garantie n'est donnée.

La garantie ne couvre pas les produits et accessoires qui ne sont pas de marque Angelcare, ni tout problème résultant d'un usage qui n'est pas conforme aux instructions du produit ou du défaut de suivre ces instructions, ni les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants qui ne sont pas fournis par Angelcare.

LES GARANTIES JURIDIQUES VARIENT D'UN PAYS À L'AUTRE. CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, DE SORTE QUE LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PEUT-ÊTRE PAS DANS VOTRE CAS. NOUS NE POUVONS ACCEPTER AUCUNE RESPONSABILITÉ DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Période de garantie par pays	
Amérique du Nord	1 an

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée :

Champ libre (aire ouverte sans obstacles) : jusqu'à 20 mètres (65 pieds).



Alimentation :

2 piles AAA alcalines de 1.5 V pour l'unité du nourrisson

1 pile au lithium CR2450 de 3 V incluse (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. model number: CR2450H) (détecteurs de mouvements sans fil)

Attention : Afin de réduire le risque d'électrocution, ne mettez pas cet appareil en contact avec la pluie ou l'humidité.

Danger d'explosion si les piles sont remplacées de manière incorrecte. La pile incluse pour le détecteur de mouvements est une pile au lithium (pas Li-ion) que l'utilisateur doit remplacer, mais qui n'est PAS rechargeable. Utilisez uniquement la pile de rechange recommandée par Angelcare®. Pour obtenir des informations sur les piles de rechange, veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Angelcare® : www.angelcarebaby.com ou communiquer avec votre distributeur local. Des instructions seront fournies avec la pile de rechange. Jetez les piles déchargées de façon appropriée, conformément aux règlements de votre région. Conservez toutes les piles hors de la portée des enfants.

Piles :

- N'utilisez PAS à la fois de vieilles et de nouvelles piles.
- NE combinez PAS des piles alcalines ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (Ni-CD, NiMH, etc.).

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR LE MAUVAIS TYPE DE PILE. JETEZ LES PILES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

Transmission :

La transmission entre l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements se fait sur les fréquences 2,402 à 2,480 GHz.

Puissance radioélectrique maximale transmise : 4 dBm (2,5 mW)

Numéro du canal RF entre l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements : 79

Federal Communications Commission (FCC) -

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Industrie Canada (IC) - Cet appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence : Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Exposition aux radiofréquences - Cet appareil est conçu et fabriqué pour respecter les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) de l'EU, de la FCC et d'IC dans un milieu non contrôlé. Pour maintenir cette conformité, il ne doit pas y avoir de présence humaine à moins 20 cm (8 po) de l'unité du nourrisson pendant le fonctionnement normal.

Rendez-vous sur : www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity pour consulter les déclarations de conformité complètes.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les symboles de bac roulant à déchets signifient que votre produit ou sa pile doivent être éliminés séparément des déchets ménagers, conformément à la réglementation locale. Lorsque le produit ou la pile a atteint la fin de sa durée de vie, apportez-les à un point de collecte désigné par les autorités locales. Leur élimination et leur recyclage séparés contribueront à conserver les ressources naturelles ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Consultez le guide d'utilisation pour savoir comment retirer les piles.

Consultez le produit pour voir les marques de conformité de cet appareil.



Coordonnées :

IMPORTANT! Ce moniteur Angelcare® est un produit de soins personnels. Veuillez ne pas le retourner en magasin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit.

Chez Angelcare®, nous endossons fièrement tous nos produits. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou avez des questions, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit :

États-Unis et Canada : Veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante :

info@angelcarebaby.com

Autres pays : Vous trouverez le distributeur de votre région en consultant notre site Web :

angelcarebaby.com/distributors

Pour enregistrer votre produit, visitez notre enregistrement en ligne sur: **www.angelcarebaby.com**

Nous utiliserons les informations fournies pour vous contacter en cas d'alerte de sécurité ou de rappel pour ce produit.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus, visionnez les **vidéos d'installation** et consultez les autres fonctionnalités sur notre site Web.

<https://angelcare.zendesk.com/hc/>


www.angelcarebaby.com

Angelcare Canada inc.

2000, avenue McGill College, bureau 250
Montréal, Québec, Canada, H3A 3H3

Modelo AC027

Monitor de movimiento para bebés



⚠ ADVERTENCIA

Conserve la guía del usuario para futura referencia. Lea detenidamente las advertencias e instrucciones de seguridad antes de ensamblar y usar el producto. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones podría causar lesiones serias o la muerte, o daños al producto.

NOTA IMPORTANTE – USO PREVISTO

Este producto NO se ha diseñado para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y NO debe usarse para tal fin. Este producto NO se ha diseñado para diagnosticar, tratar, mitigar, curar ni prevenir ninguna enfermedad o padecimiento. Este es un producto que sirve para monitorear el movimiento de bebés sanos y no es un sustituto del cuidado de los padres.

Este monitor de bebés cumple con todas las normas relevantes relativas a campos electromagnéticos y es seguro para usar cuando se opera de la manera descrita en la Guía del usuario.

ADVERTENCIAS

1.

ADVERTENCIA

- **MANTENGA** la unidad para el bebé **fuera** del alcance de los niños a una distancia de más de 1 metro (3 pies).
- **Este producto NO es un juguete. NUNCA permita que los niños jueguen con él.**

2.

ADVERTENCIA – COJINETE SENSOR DE MOVIMIENTO – NO SUENA NINGUNA ALARMA

- El cojinete sensor puede detectar fuentes de vibración y movimiento que no provienen de su bebé e interferir en el desempeño de su monitor Angelcare.
- La alarma no sonará si detecta movimiento que no sea el de su bebé.
- Los ajustes de alta sensibilidad pueden detectar otras fuentes de vibración y movimiento. Lea las instrucciones sobre la configuración de sensibilidad para ajustarla de la manera correspondiente.
- Se pueden detectar otros bebés activos de mayor edad en la misma habitación y la alarma no sonará.
- Asegúrese de que el entorno del bebé esté **LIBRE** de cualquier movimiento o vibración cuando esté usando el cojinete sensor (consulte las advertencias 3 a 11 a continuación).

3. NO utilice móviles ni otros accesorios de cuna que puedan producir movimientos o vibraciones.

4. Los ventiladores (incluidos los de techo), las lavadoras de ropa, los pisos de duela de madera, la calefacción centralizada o la música a alto volumen constituyen formas de movimiento y vibración que pueden causar interferencia y detectarse a través del cojinete sensor.

5. Si se agrega una unidad adicional para el bebé, esta debe colocarse a una distancia de cuando menos 2 metros (6.5 pies) de la unidad 1 para el bebé y del cojinete sensor, dado que podría interferir en su desempeño.

6. NO se use en una cuna que esté tocando la cama de los padres/cuidadores, ya que el cojinete sensor detectará sus movimientos.

7. NO coloque la cuna contra una pared o un zócalo, ya que es posible que no se detecten las vibraciones.

8. Después de sacar al bebé de la cuna, algunos colchones pueden seguir detectando movimiento del colchón debido a que está recuperando su forma y esto puede ocasionar que no suene la alarma.

9. Asegúrese de que la cuna esté estable para eliminar cualquier movimiento.

10. La cuna no debe colocarse a una distancia que se pueda alcanzar desde otra cuna o cama.

11. NO utilice dispositivos inalámbricos (incluidos teléfonos celulares, hornos de microondas, etc.) en

la misma habitación donde se encuentre el monitor. Estos pueden interferir en la señal y el desempeño.

12. El cojinete sensor está hecho de plástico y no permite que circule el aire. Por lo tanto, puede llegar a acumularse moho debajo del colchón en el área del cojinete sensor.

Se sugiere rotar y airear/secar el colchón con regularidad para evitar el moho. **EVITE EL CONTACTO CON LA HUMEDAD.** Límpielo pasándole un paño seco que no suelte pelusa.

13. El cojinete sensor no es adecuado para usarse con bebés de más de 24 meses de edad.

14. Este producto no puede reemplazar la supervisión de un adulto responsable.

- Este producto está diseñado para ayudar en el monitoreo de su bebé. Cuando esté usando el monitor, aún tendrá que seguir dándole la supervisión necesaria para garantizar la continua seguridad de su bebé.
- Use este aparato **SOLAMENTE** para su uso previsto, según se describe en este manual.

15. El cojinete sensor no se ha diseñado para usarse con el fin de determinar si el bebé está afuera de la cuna.

16. SIEMPRE asegúrese de ir a checar inmediatamente al bebé cada vez que suene una alarma.

17. El producto requiere de ensamblaje por

parte de un adulto. Las piezas pequeñas deben mantenerse lejos del alcance de los niños durante el ensamblaje.

18. Siga las instrucciones y pruebe este monitor y sus funciones para que se familiarice con él antes de usarlo. SIEMPRE asegúrese de que tanto el transmisor como el receptor estén funcionando correctamente y que ambos se encuentren dentro del rango de transmisión; verifique esto periódicamente y cada vez que cambie de lugar la unidad para el bebé.

19. NO utilice el monitor del bebé cerca de agua.

Debe tener cuidado de que NO caigan objetos sobre las unidades y que no se derramen líquidos hacia su interior ni hacia el interior del cojinete sensor a través de sus aberturas.



20. Mantenga el monitor LEJOS de fuentes de calor (como estufas, radiadores, etc.). El calor puede dañar la cubierta o a las piezas eléctricas.

21. SIEMPRE coloque tanto la unidad para el bebé como la unidad de los padres sobre una superficie sólida y plana, y en posición vertical para permitir una VENTILACIÓN adecuada. NO las coloque sobre sofás, cojines, camas, etc., ya que estas superficies pueden bloquear la ventilación, ni en ningún lugar que pudiera sofocar el sonido o interferir en la circulación normal de aire.

22. El monitor para bebés solamente puede usarse a temperaturas entre 10 °C y 40 °C (50 °F y 104 °F).

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS A LAS PILAS

ADVERTENCIA

No ingiera la batería, peligro de quemaduras químicas. Este producto contiene una pila tipo moneda / botón. Si se traga la pila tipo moneda / botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

23. El cojinete sensor inalámbrico utiliza una pila de botón de litio reemplazable. Sólo use las pilas de repuesto recomendadas por Angelcare (vea las Especificaciones técnicas).

- Hay peligro de explosión si se utiliza el tipo incorrecto de pila o si no se reemplaza correctamente. Refiérase a la Guía del usuario para conocer cómo se instala correctamente la pila.
- NO cortocircuite las terminales de alimentación.

24. No utilice pilas usadas y nuevas al mismo tiempo, y sólo use las pilas de repuesto recomendadas por Angelcare (vea las Especificaciones técnicas).

25. La pila de botón es una pieza pequeña que representa un riesgo de asfixia. ¡NO la deje al alcance de los niños!

26. Tenga cuidado al manejar las pilas para no cortocircuitarlas con materiales conductores, como anillos, pulseras y llaves.

27. Se debe evitar sobrecargar, cortocircuitar, cargar a la inversa, mutilar o incinerar las pilas para prevenir cualquiera o varias de las siguientes situaciones: liberación de materiales tóxicos, liberación de hidrógeno y/u oxígeno, gas y aumento de la temperatura superficial.

28. NO intente recargar las pilas suministradas o identificadas para su uso con este producto que no estén diseñadas para cargarse. Se les pueden fugar electrolitos corrosivos a las pilas o estas pueden explotar.

29. Deberá evitar instalar las pilas con la polaridad invertida en el producto. La inserción inversa de las pilas puede provocar que se carguen y eso puede dar lugar a fugas o explosiones.

30. Si va a dejar guardadas las unidades durante más de 30 días, sáqueles las pilas, ya que estas podrían llegar a tener fugas y dañar el producto.

31. Deseche las pilas "agotadas" lo antes posible, ya que es más probable que las pilas "agotadas" tengan fugas y provoquen que se derramen líquidos al interior del producto. Si una pila tiene fugas o se ha abierto, deseche el producto de manera responsable.

32. NO guarde este producto ni las pilas suministradas o identificadas para su uso con este producto, en lugares de alta temperatura y alta humedad, y evite la luz solar directa.

33. PRECAUCIÓN

- Peligro de explosión si la batería se repone incorrectamente. método. Reemplazar solo con el mismo o equivalente tipo.
- La batería no puede estar sujeta a altas o bajas temperaturas extremas, baja presión de aire a alta altitud durante el uso, almacenamiento o transporte.
- Reemplazo de una batería por una Typan incorrecta resultar en una explosión o la fuga de inflamables líquido o gas.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o triturar o cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión.
- Dejar una batería en un estado extremadamente alto temperatura ambiente circundante puede resultar en caso de explosión o fuga de líquido inflamable o gas.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- La placa de identificación aplicada se encuentra en el producto recinto trasero.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

34. Cojinete sensor

- Si su cuna no tiene una superficie sólida, estacionaria, completamente plana y firme que incluya una base de resortes o tablillas, coloque una tabla de madera aglomerada entre la base de la cuna y el cojinete sensor para asegurarse de que funcione correctamente (vea las especificaciones en el PASO 2).
- El cojinete sensor funciona con colchones estándares para cuna de resortes y hule espuma, y no con colchones parcial o totalmente hechos de espuma viscoelástica (en inglés, "memory foam"), colchones de estructura hueca o camas de agua. Si no está seguro de que su colchón sea compatible, comuníquese con Angelcare.

35. Solamente utilice los accesorios y las piezas de repuesto especificadas por el fabricante. Deben seguirse las instrucciones del fabricante para montar el producto.

- NO posicione este producto sobre un carrito, base, trípode, soporte o mesa inestables. El producto se puede caer y causar lesiones serias a un niño o adulto y serios daños al producto.
- SOLAMENTE use la base que se vende con el producto.
- Asegúrese de que Angelcare suministre las piezas de repuesto y que estas tengan las mismas características que la pieza original. Los repuestos no autorizados pueden causar incendios o descargas eléctricas.

36. Antena de la unidad para el bebé: La antena que se utiliza para este transmisor debe instalarse de modo que en todo momento haya una distancia de al menos 20 cm (8 pulgadas) entre el transmisor y cualquier persona, y no debe colocarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

37. Limpieza: Desconecte todas las unidades antes de limpiarlas. NO sumerja ninguna parte del monitor en agua. Solamente limpie el producto con un paño seco.


REQUISITOS DE INSTALACIÓN

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Unidad para el bebé
- 2 x 1.5V baterías alcalinas AAA (para la unidad para el bebé)
- 3 Base (para la unidad para el bebé)
- 4 Cojinete sensor
- 5 Pila CR2450 3V (para el cojinete sensor)


LO QUE NECESITA

- Una tabla de madera aglomerada si la cuna no tiene una superficie firme (véase la "NOTA IMPORTANTE" del Paso 1)
- Desarmador "pozidriv"






1- INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA CON SENSOR DE MOVIMIENTO

El cojinete sensor está diseñado para detectar movimientos sutiles del bebé sobre la superficie del colchón. La alarma solamente sonará si no se detecta **NINGÚN** movimiento durante 20 segundos.



1. Use una moneda para quitar/reemplazar la tapa de la batería e inserte la batería con + cara arriba.
2. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la pila y alinee los 2 puntos hasta que escuche un clic para fijarla.




**Posicionamiento correcto
para una base de tablillas**


3. Saque el colchón de la cuna y coloque el cojinete sensor con el **logotipo de Angelcare® hacia arriba** sobre la base, en el lado largo, de modo que quede aproximadamente en el centro del colchón. Deberá quedar centrado sobre la tabla de madera aglomerada si su cuna requiere una tabla de soporte (véase la "NOTA IMPORTANTE" a continuación).
4. Vuelva a colocar el colchón.


⚠ IMPORTANTE

- Si su cuna no tiene una superficie sólida, estacionaria, completamente plana y firme que incluya una base de resortes o tablillas, coloque una tabla de madera aglomerada entre la base de la cuna y el cojinete sensor para asegurarse de que funcione correctamente. La tabla de madera aglomerada debe medir cuando menos 30 x 30 cm (12" x 12") y tener un grosor de 6 mm (1/4"). Este soporte de madera aglomerada debe ser más grande que el área superficial del cojinete sensor.
- El cojinete sensor funciona con colchones estándares para cuna de resortes y hule espuma, y no con colchones parcial o totalmente hechos de espuma viscoelástica (en inglés, "memory foam"), colchones de estructura hueca o camas de agua. Si no está seguro de que su colchón sea compatible, comuníquese con Angelcare. La tabla de madera aglomerada mantiene una presión constante sobre el cojinete sensor, lo que le permite detectar los movimientos del bebé aun cuando el bebé está en las orillas de la cuna.



2- INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PARA EL BEBÉ






Coloque la unidad para el bebé a una distancia de cuando menos **1 metro (3 pies)** de la cuna.



3- ENCENDIDO DEL MONITOR

La alarma de la almohadilla del sensor de movimiento sonará después de unos segundos si el bebé no está en la cuna.




Nota:

- La unidad para el bebé parpadeará de color azul para confirmar que se ha apareado con el cojinete sensor.
- Si no aparece la luz verde y, en vez, está parpadeando la luz roja, o bien, si se producen falsas alarmas, ajuste el nivel de sensibilidad (PASO 3 - PRUEBA DEL COJINETE SENSOR).


PAUSA Y REINICIO DEL COJINETE SENSOR

- Le permite poner el cojinete sensor en pausa si saca al bebé de la cuna, por ejemplo, para darle de comer o consolarlo. Asegúrese de reactivar el cojinete sensor antes de volver a meter al bebé a la cuna.




PRUEBA DEL COJINETE SENSOR

1. El cojinete sensor puede detectar fuentes de vibración y movimiento que no provienen de su bebé e interferir en el desempeño de su monitor Angelcare. La alarma no sonará si detecta movimiento que no sea el de su bebé.
2. Hay 3 niveles de sensibilidad: bajo, medio y alto. La unidad viene configurada para operar al nivel medio de sensibilidad (valor predeterminado) y se puede ajustar según corresponda.
3. Si usted está tocando la cuna, el cojinete sensor detectará falsos movimientos.
4. El monitor emitirá una alarma para despertar de un solo tono de bip que está diseñada para estimular al bebé si no se detecta ningún movimiento durante un periodo de 15 segundos. Si sigue sin detectarse movimiento después de esta primera alarma, la alarma principal, que consiste en una serie de bips continuos, sonará a los 20 segundos.



PRUEBA DE CUATRO ESQUINAS DEL COJINETE SENSOR

1. Coloque el cojinetes sensor aproximadamente en el centro del área donde duerme el bebé y vuelva a colocar el colchón en su lugar.
2. ENCIENDA la unidad para el bebé. Verifique que la unidad para el bebé y la unidad del cojinetes sensor estén apareados (conectados).
3. Inmediatamente después, dé golpecitos suaves con la mano ligera y continuamente **dos veces** en una de las esquinas del colchón para que el sensor detecte movimiento.
4. Dé unos pasos hacia atrás para alejarse de la cuna.
5. La alarma sonará en la unidad para el bebé y en la unidad de los padres después de 20 segundos. Si la alarma **no suena**, asegúrese de que todo esté correctamente configurado e inténtelo de nuevo; revise los niveles de las pilas en todas las unidades y siga las instrucciones que se indican en la sección "NO SUENA NINGUNA ALARMA" del manual. Es posible que sea necesario ajustar el nivel de sensibilidad a un nivel más bajo debido a la presencia de otras vibraciones/movimientos.
6. Si la alarma suena, dé golpecitos suaves con la mano **dos veces** en una de las esquinas del colchón para que el sensor detecte movimiento. El sensor puede tardar hasta 8 segundos en reconocer el movimiento y detener la alarma.
7. Si la alarma sigue sonando, incluso después de dar golpecitos suaves en la esquina del colchón dos veces, ajuste la sensibilidad a un nivel más alto y repita esta prueba.




IMPORTANTE

- Pruebe el monitor antes de usarlo por primera vez.
- Antes de usarlo y luego periódicamente (antes de meter al bebé a la cuna), siempre verifique que el cojinetes sensor no esté detectando movimientos o vibraciones del entorno.
- Pruebe el monitor cada vez que mueva el cojinetes sensor a un lugar distinto.

4- FAMILIARÍCESE CON EL MONITOR DE BEBÉ

UNIDAD PARA EL BEBÉ

- 1 Indicador de encendido / Luz indicadora de pila baja
- 2 Indicador de movimiento del cojinetes sensor
- 3 Pausa del cojinetes sensor de movimiento
Le permite pausar el cojinetes sensor si saca al bebé de la cuna, por ejemplo, para darle de comer o consolarlo. Asegúrese de reactivar el cojinetes sensor antes de volver a meter al bebé a la cuna. / Botón de apareamiento (presionar y mantener presionado)
- 4 **ENCENDIDO/APAGADO** (presionar y mantener presionado)
- 5 Interruptor de sensibilidad del cojinetes sensor de movimiento
Para asegurarse de que se monitoreen adecuadamente los movimientos de su bebé, puede ajustar la sensibilidad del cojinetes sensor (PASO 3, PRUEBA DEL COJINETES SENSOR)
- 6 Tapa del compartimiento para pilas (2 pilas AAA)



5- ALERTAS DE LA UNIDAD PARA EL BEBÉ

UNIDAD PARA EL BEBÉ

1 Luz indicadora de ENCENDIDO/APAGADO y pila baja

Si parpadea de color amarillo: La pila de la unidad para el bebé está baja.

- La unidad para el bebé emite un solo bip cada 20 segundos.

2 Cojinete sensor de movimiento

Si parpadea de color rojo: No se detecta ningún movimiento.

- Los altavoces de la unidad para el bebé emitirán bips fuertes consecutivos; esta es la alarma de movimiento.


Si parpadea de color blanco: El monitor está pausado.

Si parpadea una luz de color azul: Se ha perdido la conexión entre la unidad para el bebé y el cojinete sensor.

- La unidad para el bebé emite un solo bip cada 20 segundos.

Si parpadea de color amarillo: La pila del cojinete sensor está baja.

- La unidad para el bebé emite un solo bip cada 20 segundos.



Nota:

Presione el botón de Pausa en la unidad para el bebé para parar la alarma.

6- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

COJINETE SENSOR DE MOVIMIENTO – NO SUENA NINGUNA ALARMA

- El cojinete sensor puede detectar fuentes de vibración y movimiento que no provienen del bebé y la alarma no sonará.
- Refiérase a las Advertencias 3 a 11 y consulte el PASO 3, PRUEBA DEL COJINETE SENSOR.

COJINETE SENSOR DE MOVIMIENTO – FALSAS ALARMAS, LA LUZ INDICADORA DEL COJINETE SENSOR PARPADAEA DE COLOR ROJO

- El cojinete sensor puede dar falsas alarmas por varias razones; siempre asegúrese de ir a checar inmediatamente al bebé cada vez que suene una alarma:
 - No APAGÓ la unidad para el bebé después de sacar al bebé de la cuna.
 - Asegúrese de que no haya ropa de cama entre el colchón y el cojinete sensor.
 - El cojinete sensor no se colocó correctamente debajo del colchón. Asegúrese de que el cojinete sensor esté sobre una superficie plana y firme, con el lado impreso hacia arriba.
 - Es posible que también tenga que ajustarse el nivel de sensibilidad.

PÉRDIDA DE CONEXIÓN (LA UNIDAD PARA EL BEBÉ TIENE UNA LUZ AZUL QUE PARPADAEA Y EMITE UN BIP CADA 20 SEGUNDOS)

- Reubique las unidades de modo que estén a una menor distancia entre sí.
- Presione y mantenga presionado durante 2 segundos el botón de ENCENDIDO de la unidad para el bebé. Esta unidad

emitirá un bip y parpadeará de color azul para confirmar que se ha establecido la conexión.

NO HAY CORRIENTE ELÉCTRICA

- Revise o cambie las pilas.
- Asegúrese de que el monitor esté ENCENDIDO.

SERVICIO AL CLIENTE – GARANTÍA LIMITADA

Angelcare® le garantiza al propietario original de este producto que el monitor Angelcare® estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante el plazo del periodo de garantía (véase la tabla de garantías a continuación para determinar la garantía específica a su país). Si este sistema de monitoreo no funciona correctamente cuando se usa conforme a las instrucciones en condiciones normales y durante el periodo de garantía, Angelcare® reparará o repondrá el producto, a nuestra discreción, sin costo alguno. Póngase en contacto con su distribuidor local para validar la garantía y el periodo de garantía.

El producto debe ir acompañado del comprobante de compra, ya sea una factura de venta u otro comprobante que demuestre que el sistema de monitoreo se encuentra dentro del periodo de garantía. Angelcare® cubrirá el costo de reparar o reponer el producto y de enviárselo de vuelta.

Esta garantía no aplica a productos que se hayan dañado como resultado de mantenimiento inadecuado, accidentes, voltaje incorrecto o cualquier otro tipo de uso indebido. Asimismo, se anulará la garantía si el propietario repara o modifica el producto de cualquier manera. Angelcare® no es responsable de ningún daño incidental o consecuente con respecto a este producto. La garantía también excluye cualquier responsabilidad distinta a las declaraciones anteriores. No se otorga ninguna otra garantía.

Esta garantía no cubre productos ni accesorios que no sean de la marca Angelcare, ni problemas derivados de un uso que no vaya de acuerdo con las instrucciones del producto, del incumplimiento de dichas instrucciones o de problemas provocados por usar accesorios, piezas o componentes que no hayan sido suministrados por Angelcare.

LOS DERECHOS LEGALES VARIAN DE UN PAÍS A OTRO. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDAN NO SER APLICABLES EN SU CASO. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN RESULTADO QUE SE DERIVE DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

Plazo de garantía por país	
Norteamérica	1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango:

Campo abierto (zona abierta sin obstrucciones): hasta 20 metros (65 pies).

Alimentación de corriente:

2 x 1.5V baterías alcalinas AAA para la unidad del bebé
1 batería CR2450 de 3 V incluida (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. model number: CR2450H) (almohadilla inalámbrica que detecta movimiento)

Precaución: Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto a lluvia ni a humedad.

Peligro de explosión si las pilas no se cambian correctamente. La pila del cojinete sensor es una pila de LITIO (no de iones de litio) reemplazable por el usuario y NO es recargable. Sólo use las pilas de repuesto recomendadas por Angelcare®. Para obtener información sobre las pilas de repuesto, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Angelcare®: www.angelcarebaby.com o comuníquese con su distribuidor local. Las pilas de repuesto vendrán con sus propias instrucciones. Deseche debidamente las pilas agotadas de conformidad con la reglamentación local. Mantenga todas las pilas fuera del alcance de los niños.

Pilas:

- NO utilice pilas usadas y nuevas al mismo tiempo.
- NO combine pilas alcalinas estándares (carbono-zinc) con pilas recargables (NI-CD, NIMH, etc.).

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA PILA SE CAMBIA POR UNA DEL TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS PILAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES

Transmisión:

La transmisión de datos entre la unidad para el bebé y el cojinete sensor se lleva a cabo en una frecuencia de 2.402 a 2.480 GHz.

Máxima energía de RF transmitida: 4 dBm (2.5 mW)

Número de canal de RF entre la unidad para el bebé y el cojinete sensor: 79

Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC):

Este dispositivo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación del dispositivo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar una operación no deseada del dispositivo.

Departamento de Industria de Canadá (Industry Canada, IC):

Este dispositivo contiene uno o varios transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con el o los estándares RSS exentos de licencia del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación del dispositivo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar una operación no deseada del dispositivo.

Exposición a RF: Este dispositivo está diseñado y fabricado para que cumpla con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) de la UE, la FCC e IC para un entorno no controlado. Para mantener el cumplimiento, la exposición humana a la unidad para el bebé no debe ser inferior a 20 cm (8 pulgadas) durante la operación normal. Este producto cumple con las especificaciones técnicas aplicables del Departamento de Industria de Canadá (Industry Canada, IC) CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

Para conocer las declaraciones de conformidad completas, visite www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE

Conforme a las leyes y reglamentos locales, el producto y/o la pila se deben desechar por separado de la basura de la casa. Cuando el producto o la pila lleguen al final de su vida útil, lívelos al centro de recolección que hayan designado las autoridades locales. La eliminación por separado y el reciclado ayudarán a conservar los recursos naturales y a proteger la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Refiérase a la Guía del usuario para conocer las instrucciones para retirar las pilas.

Vea el producto para conocer las marcas de conformidad específicas para este dispositivo.



Datos de contacto

¡IMPORTANTE! Este monitor Angelcare® es un producto de cuidado personal. No devuelva el producto a la tienda. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con su distribuidor antes de devolver el producto.

En Angelcare® avalamos todos nuestros productos. Si no está completamente satisfecho o si tiene cualquier duda o pregunta, comuníquese con su distribuidor antes de devolver el producto:

Estados Unidos y Canadá: Comuníquese con nosotros a la siguiente dirección de correo electrónico: info@angelcarebaby.com

Otros países: Para encontrar a su distribuidor local, visite nuestro sitio web en: angelcarebaby.com/distributeurs

Para registrar su producto, visite nuestra página de registro en línea en: www.angelcarebaby.com. Usaremos los datos que nos brinde para comunicarnos con usted en caso de que haya una alerta de seguridad o una orden de retiro del mercado para este producto.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información, vea los **videos de ensamblaje y configuración** y otras funcionalidades en nuestro sitio web.

<https://angelcare.zendesk.com/hc/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Canada Inc.

2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal, Quebec, Canada, H3A 3H3